

















Artikelliste

NanoBone® putty 39% Silica / 61% Hydroxylapatit 206 m ² innere Oberfläche			
Artikelnr.	Inhalt		Anwendungsempfehlung
200034	3 x 0,25 ml		<ul style="list-style-type: none"> • Extraktionsalveolen • Implantatanlagerungen • Periimplantitis • Parodontale Defekte • Zystenauffüllung • Wurzelspitzenresektion
200035	3 x 0,5 ml		<ul style="list-style-type: none"> • Extraktionsalveolen • Implantatanlagerungen • Periimplantitis • Parodontale Defekte • Zystenauffüllung • Wurzelspitzenresektion
200029	1 x 1,0 ml		<ul style="list-style-type: none"> • Extraktionsalveolen • Wurzelspitzenresektion • Sinusbodenelevation (je Implantat ca. 0,6ml)
200030	1 x 2,5 ml		<ul style="list-style-type: none"> • Sinusbodenelevation (je Implantat ca. 0,6ml) • Zystenauffüllung

NanoBone® block 39% Silica / 61% Hydroxylapatit 206 m ² innere Oberfläche		
Artikelnr.	Inhalt (1x)	Anwendungsempfehlung
200023	1 x NanoBone® block (5 x 10 x 15 mm) (inkl. 1 x Osytesythese-Mikroplatte und 2 x Mikroschrauben)	<ul style="list-style-type: none"> • Knochenaufbau bei lateralen Knochendefekten • Kieferkammverbreiterung

NanoBone® granulat fein, Ø 0,6 mm 24% Silica / 76% Hydroxylapatit 84 m ² innere Oberfläche			
Artikelnr.	Inhalt		Anwendungsempfehlung
200001	1 x 0,6 ml		<ul style="list-style-type: none"> • Sinusbodenelevation (je Implantat ca. 0,6ml) • Extraktionsalveolen (Frontzahnbereich, prämolare) • Implantatanlagerungen • Periimplantitis • Parodontale Defekte • Zystenauffüllung • Wurzelspitzenresektion
200002	5 x 0,6 ml		
200003	1 x 1,2 ml		<ul style="list-style-type: none"> • Extraktionsalveolen (molar) • Sinusbodenelevation (je Implantat ca. 0,6ml) • Zystenauffüllung
200004	5 x 1,2 ml		
200005	1 x 2,4 ml		<ul style="list-style-type: none"> • Sinusbodenelevation (je Implantat ca. 0,6ml) • Zystenauffüllung
200006	5 x 2,4 ml		
200025	1 x 5,0 ml		<ul style="list-style-type: none"> • Zweiseitige Sinusbodenelevation

NanoBone® granulat grob, Ø 1,0 mm 24% Silica / 76% Hydroxylapatit 84 m ² innere Oberfläche			
Artikelnr.	Inhalt		Anwendungsempfehlung
200007	1 x 1,2 ml		<ul style="list-style-type: none"> • Extraktionsalveolen (molar) • Sinusbodenelevation (je Implantat ca. 0,6ml) • Zystenauffüllung
200008	5 x 1,2 ml		
200009	1 x 2,4 ml		<ul style="list-style-type: none"> • Sinusbodenelevation (je Implantat ca. 0,6ml) • Zystenauffüllung
200010	5 x 2,4 ml		
200026	1 x 5,0 ml		<ul style="list-style-type: none"> • Zweiseitige Sinusbodenelevation

* Die Menge des Materials ist immer abhängig von der klinischen Situation, der Größe des Defektes und den anatomischen Gegebenheiten